

極少ロット

ごくしょう

ポリエチレン養生テープ

規格
製造ロット

幅(mm)	長さ(m)	ロット(巻)
25	25	1000
38	25	650
50	25	500
75	25	300

標準取れ高(1ロット当り) [±10%の増減あり]

手で簡単に
切れる!

はがす際に
糊残りしにくい!

注意・禁止等の標示入りオリジナル養生テープを「極少ロット」で製造。



#625

版代不要

通常グラビア印刷の約1/4の極少LOT (当社比)
1LOT内で3柄まで生産可能で1柄当たりがさらに極少に!
注:弊社指定極少印刷方法のみ

基材:PEクロス 粘着剤:アクリル系 厚さ:0.14mm 粘着力:2.04N/cm
引張強さ:65.1N/cm 伸び率:18% ベース色:半透明

Made in JAPAN

※測定方法は、JIS Z 0237 (2009) に準拠しています。
※数値は、当社測定の代表値であり、保証値ではありません。
※印刷仕様上、ご希望の色合いと若干異なる場合があります。
※掲載のテープはイメージです。



リンレイテープ株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル
TEL:03-3663-0071 (代表) FAX:03-3663-1400
URL: http://www.rinrei-tape.co.jp

東京・大阪・札幌・仙台・宇都宮・名古屋・福岡

販売会社

共和産業株式会社
ココロとモノ、つながる。

本社


〒550-0005 大阪市西区西本町1-8-20
TEL 06-6532-6171 FAX 06-6541-7013
E-mail info@kyowa-sangyou.com
URL http://www.kyowa-sangyou.com

東京営業所
〒110-0016 東京都台東区台東3丁目11番1号 (山王ビル)
TEL 03-5688-5511 FAX 03-5688-5513
E-mail tokyo@kyowa-sangyou.com

九州営業所
〒861-8029 熊本県東区西原1丁目14番11号
TEL 096-382-3161 FAX 096-382-3761
E-mail kyushu@kyowa-sangyou.com

オリジナル養生テープ[®] 制作の流れ

Work Flow



お客様からの大まかな条件やご要望を基に、お見積書をご提出いたします。
 ご不明点や詳細の説明が必要であれば、担当がお打ち合わせにご訪問いたします。
 印刷用のデータをご確認後、印刷・粘着加工をして、ご指定場所へ納品いたします。


テープに印刷したいデザインやロゴのデータが無い場合でも、紙媒体からイメージをご提示いただければ、印刷用データを作成いたします。
 お客様よりデータをご支給の場合は、下記注意事項をご参照ください。



【印刷デザインに関する注意】

- ・中央印刷の場合、天地ズレが生じる場合がございます。
- ・ご指定色で印刷した場合でも、実際の色合いが変わる場合がございます。
- ・細かいデザインの場合、潰れが生じることがあります。
- ・デザイン、色の組み合わせによっては印刷が出来ない場合がございます。

【エンドレスデザイン】



【エンドレスデザインについて】

- ・テープの幅方向に繋がるデザインにて作成して下さい。

【テープの出し方向について】

- ・テープの頭出し、尻出しを必ずご指示下さい。下記イラストをご参考下さい。



納品数量について

納品数量は出来高数量一括納めとなります。
 発注ロットに対して約10%の増減があります。